

GPR+ Global Pocket Reader™ Plus

Principales fonctionnalités :

- ✓ Bonne performance de lecture,
- ✓ Lit un large éventail de technologies :
ISO FDX-B, ISO HDX, FDX-A (FECAVA), Trovan et Avid encrypted
- ✓ Bonne résistance aux chutes
- ✓ Longue durée de vie de la batterie
- ✓ Capacité de stockage de 3000 numéros avec horodatage
- ✓ Affiche et mémorise les Microchip Temperature™ lors de la lecture des implants Biothermo d'ALLFLEX
- ✓ Connexion possible sur PC, Smartphones ou autres appareils mobiles, compatible iPhone® / iPad® et Android™
- ✓ Téléchargement simple de la mémoire par Bluetooth ou câble USB grâce au logiciel Microship Management Software
- ✓ Compatible avec l'application ALLFLEX Smart List

Nouveau

Inclus avec le lecteur GPR + :

- Boîtier en plastique robuste,
- Micropuce pour tester le lecteur,
- Lanière pour aider à prévenir des chutes et garder les mains libres,
- Six piles NiMH rechargeables AAA,
- Guide de démarrage rapide,
- Chargeur électrique,
- Câble USB



Réf.	Désignation
E110VE14	GPR+ Pocket Reader DESTRON
Accessoires de remplacement :	
E110VE15	Battery Pack GPR+ (6xAAA)
E110VE19	GPR+ / LPR Power Supply
E52VE012	USB Cable AFX100/LPR/GPR+

